



DE PRIMERA  
CATEGORÍA

**iFuge M15K**  
(centrífuga Top De Mesa)

## iFuge M15K

(Centrífuga Top De Mesa)

En cualquier centro de investigación o laboratorio donde la precisión es fundamental, se necesita un equipo que pueda ofrecer precisión hasta el último punto decimal. Tal equipo puede ser difícil de conseguir pero no imposible, especialmente cuando Neuation está aquí para ayudarte.

Con el iFuge M15K de Neuation puedes esperar mucho más. La rápida centrifugadora controlada por microprocesador de 15000 RPM puede funcionar con una eficiencia máxima, ofreciendo una precisión de primera clase en cada ciclo a pesar de la alta carga.




## Observe al Campeón



Motor de Corriente Continua sin escobillas para una larga vida sin mantenimiento



Velocidad variable de 500-15000 RPM



Rendimiento eficiente controlado por microprocesador.



Interfaz intuitiva para un ajuste rápido y fácil con la función de memoria de última ejecución.



Operación de conversión de RPM/RCF en un solo toque


Configuración del temporizador de 1 a 99 minutos y Modo Infinito



Función de un solo toque para un Giro corto



Tapa del rotor de encaje a presión para un manejo cómodo.



12 X 1.5 / 2 ml Diseño de rotores cerrados para una menor generación de calor



Detección de desequilibrios con dispositivo de seguridad de corte automático



## Observe al Campeón



La Función de Seguridad de la tapa abre la tapa automáticamente después de completar cada ciclo



Diseño de flujo de aire mejorado para reducir el ruido y aumentar la seguridad de las muestras



Operación suave y silenciosa incluso a máxima velocidad

Dispositivo seguro de bajo voltaje



Diseño compacto, también se puede usar en campanas de extracción y cámaras frigoríficas



### OPCIONES DE ROTOR



12 x 1.5/2 ml | 15596 x g



Rotor para tira de 2x 8 x 0,2 ml

# Especificaciones

iFuge M15K	
Especificaciones	Details
Rotor Capacity	12 x 1.5ml / 2.0ml Microtubes
Maximum RPM / RCF	15000 / 15596g
Display	Large Digital
Imbalance Detection	Yes
Motor Type	(BLDC) Brushless DC motor
Timer Setting	Countdown Timer From 1-99 Mins & Infinity Mode
Dimensions (WxDxH)	187 x 265 x 115 mm
Noise Level	< 60 db
Weight	2.2 Kg
Rotors and Adaptors (included in standard pack)	Reduction Adaptors For 0.2 ml Microtubes, Reduction Adaptors For 0.5 ml Microtubes

# Información de pedido

iFuge M15K		
Product Name	Cat #	Details
iFuge M15K	M112-5115 UK/AU/US/EU	High Speed Micro Centrifuge Upto 15000 RPM

Accessories		
Part Name	Cat #	Details
12 Slot Rotor	M12-R12S	12 x 1.5/ 2 ml Tubes Slot Rotor
Rotor Lid	M12-R12L	Rotor Lid For 12 Slot Rotor
Rotor Nut	M12-RN	Rotor Nut For The Rotor Lid
PCR Strip Rotor	M12 - 2 x 8	2 PCR Strip Rotor In Black Colour
Adaptors For 0.2 ml	M12-D1	Reduction Adaptors Of 2 ml Tubes
Adaptors For 0.5 ml	M12-D2	Reduction Adaptors Of 2 ml Tubes
Allen Key	M12-C	-

**NEUATION**  
TECHNOLOGIES  
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

\*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.