



## Accesorios opcionales

Colchón  
Soporte de infusión  
Mesa de comedor móvil  
Mesa camilla  
Mesilla de noche  
Carpeta de maletines, etc

Modelo	MF103S
Tipo	Lamas
Tamaño exterior	2180*1030*560(±10)
Tamaño de paquete	2050*1000*220(±10)
Peso bruto	55
Espalda ajustable	0-70°

## Características

- El tablero de la cama está hecho de acero laminado en frío de alta calidad, punzonado formado. Spray electrostático en la superficie, anti-corrosión, fácil de limpiar.
- La cabeza y el extremo de la cama están hechos de plástico ABS de alta calidad, formado de una sola vez, Con aspecto hermoso y la instalación de tipo de bloqueo puede insertar la tarjeta de cabecera.
- Rueda de control central de lujo de 125mm de diámetro, rotación flexible, frenado sincrónico, bloqueo conveniente y estable. Cuatro barandillas PP, amortiguadores pueden controlar la velocidad y el ruido al levantar, proporcionando protección de seguridad.
- Manivela ABS oculta con una estructura ligera y libre y protección de límite de dos vías.