



## Accesorios opcionales

Colchón  
Soporte de infusión  
Mesa de comedor móvil  
Mesa camilla  
Mesilla de noche  
Carpeta de maletines, etc

Modelo	MF3S
Tipo	Lamas
Tamaño exterior	2120*960*500(±10)
Tamaño de paquete	2050*1000*200
Peso bruto	45

## Características

- El tablero de la cama está hecho de acero laminado en frío de alta calidad. Pulverización electrostática en la superficie, anticorrosión, fácil de limpiar. El cabezal y el extremo de la cama están hechos de plástico ABS de alta calidad, formado de una sola vez.
- Con hermosa apariencia, instalación tipo cerradura, puede insertar tarjeta de cabecera.
- Ruedas silenciosas de 5", rotación flexible, alta seguridad y estabilidad, resistencia al desgaste, sin ruido, con cuatro dispositivos de frenado.
- Las barandillas plegables de aleación de aluminio se utilizan en ambos lados, que se pueden retraer libremente y bloquear firmemente para proteger la cama.