



Características

- Controlador inteligente humanizado, operación de botón con una mano, freno electromagnético, control sensible de 360°.
- Interruptor de modo dual manual/eléctrico, control sensible.
- Plegable antes y después, pequeño volumen, fácil de seguir.
- Esponja de memoria de alta elasticidad, sedentaria, fácil de quitar y limpiar.
- El marco está hecho de aleación de aluminio, soportando 120KG sin deformación.

Modelo	MFN800L
Diámetro rueda delantera	8 pulgadas
Diámetro rueda trasera	12 pulgadas
Anchura del asiento	420±10mm
Profundidad del asiento	500±10mm
Altura del asiento	530±10mm
Tamaño del instrumento	970*620*935±10mm
Velocidad máxima	4.5km/h
Kilometraje de resistencia	12-15km
Capacidad de ascenso	≤6°
Capacidad de carga	120kg
Batería	Baterías de litio Estándar: 12A, Opcional: 6A, 20A
Fuente de alimentación	AC100-240V, 50/60Hz
Tamaño de paquete(An*P*Al)	610*420*770±5mm
Peso neto	25.5±1kg
Peso bruto	28±1kg