

### Características

- Controlador inteligente humanizado, operación con una sola mano, freno electromagnético, control sensible de 360°.
- Interruptor de modo dual manual/eléctrico, control sensible.
- Plegado en un solo paso, diseñado para su uso en espacios pequeños como el hogar.
- Esponja de memoria de alta elasticidad, sedentaria, fácil de quitar y limpiar.
- El marco es de aleación de aluminio, soporta 120KG sin deformarse.
- Empuñadura de control de arranque remoto de regulación de velocidad.



Modelo	MFN801L
Diámetro rueda delantera	6 pulgadas
Diámetro rueda trasera	12 pulgadas
Anchura del asiento	480±10mm
Profundidad del asiento	410±10mm
Altura del asiento	460±10mm
Tamaño del instrumento	900*590*855±10mm
Velocidad máxima	4.5km/h
Kilometraje de resistencia	12-15km
Capacidad de ascenso	≤6°
Capacidad de carga	120kg
Batería	Baterías de litio Estándar: 12A, Opcional: 6A, 20A
Fuente de alimentación	AC100-240V, 50/60Hz
Tamaño de paquete(An*P*Al)	663*450*690±5mm
Peso net	22±1kg
Peso bruto	24±1kg