



SKR054-MT

Carro de medicinas

Código de registro: SKM-B



SKR054-MT

Características y destacados

Parámetros técnicos

• Tamaño externo (LxAnxAI)	750x480x920mm
• Tamaño externo (LxAnxAI)	850x520x950mm

Configuración técnica

Cajones	1 PC
Ruedas	4 piezas
bote de basura	2 piezas

Divisor interior

Con inserciones de cajas de medicamentos de ABS en el interior, cada caja se puede dividir en 4 partes.



Ruedas

4 ruedas de nailon Ø 125 mm con neumáticos que no dejan huella y cojinetes lisos, con un freno.



Material

Estructura de acero y aluminio en el interior, ABS y materiales antibacterianos en el exterior, de fácil limpieza.



Doble cara

Carro de medicamentos de doble cara, adecuado para 50 unidades como máximo.



Manija del cajón

Tirador de cajón de aleación de aluminio de alta calidad.



Cierre centralizado

Adopte una cerradura de seguridad con cierre centralizado para hacer que el almacenamiento de medicamentos sea más seguro.



Papelera 2

Papelera de ABS con tapa.





Innovación constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en todo el mundo

EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
Ciudad de Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.
Departamento 111, 196 High Road
Wood Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Rusia LLC
Truda 174,
454080 Cheliabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi.
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC
X22-S03 Clúster de Inglaterra,
Ciudad Internacional, Dubái.
Emiratos Árabes Unidos.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangsu Saikang
Código de existencias: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
☎️ +86 18021231901 · 🗣️
✉️ ventas@chinasaikang.com
🌐 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general