

5±3°C

Congelador vertical de laboratorio



Modelo: BPR-5V1000

Datos técnicos

Modelo	BPR-5V1000
Capacidad	1000 Litros
Tipo de gabinete	Vertical
Clase climática	N
Tipo de enfriamiento	Refrigeración por aire forzado
Modo de descongelación	Auto
Refrigerante ecológico	R134a, libre de CFC/175g

Actuación

Rango de temperatura	10°C- 32 °C
Rendimiento de refrigeración	4

Control

Controlador	Microprocesador
Monitor	LED
Alarma	Audible, Remoto

Material

Material externo	Tablero de aluminio laminado Placa de acero en aerosol
Material interno	Recubrimiento en polvo de acero galvanizado (blanco)

Datos eléctricos

Fuente de alimentación	110V/60Hz
------------------------	-----------

Dimensiones

Capacidad (litros)	1000Litros
Espesor de la puerta	90 mm
Dimensiones interiores	1100*684*1325mm
Dimensiones exteriores	1220*860*1885mm
Dimensiones del embalaje	1340*980*2100mm

*Los modelos, parámetros y rendimiento especificados en este manual pueden cambiar debido a actualizaciones del producto sin previo aviso.

*Las imágenes del producto que se muestran en este manual pueden diferir del producto real. Cuando compre cualquier producto, verifique el producto real.

Funciones

Temperatura alta/baja	Si
Alarma remota	Si
Fallo de alimentación	Si
Fallo del sensor	Si
Bloqueo	Si
Puerta entreabierta	Si
Batería baja	Si
Luz LED interior	Si

Accesorios

Ruedas	Si
Agujero de prueba	Si
Estantes/Puertas Interiores	2/-
Puerta de espuma	Opcional
Registrador de temperatura	Opcional
Interfaz USB	Si

Powered by



Qingdao Carebios Biological Technology Co., Ltd.
Address: No.432-F Sanchang Road, Qingdao, China.
Web: www.carebios.com