

-25°C - +4°C
Refrigerador y
congelador combinados



Modelo: KYCD-300

Diseño ergonómico

El sistema cuenta con una cerradura de seguridad en la puerta y una función de descongelación automática para un rendimiento óptimo en diferentes condiciones ambientales.

Su diseño abarca un amplio rango de voltaje y dispone de iluminación LED interior, ruedas para facilitar la movilidad, estantes ajustables y una puerta de cristal sin condensación.

También ofrece la opción de una puerta de espuma y un tope trasero para proteger contra daños.



Sistema de refrigeración

El sistema utiliza compresores y ventiladores de marcas reconocidas por su alta eficiencia, logrando un efecto de refrigeración altamente eficiente.

Emplea circulación de aire forzado mediante conductos especiales para garantizar una temperatura interior consistente y un gran flujo de aire.

Su diseño de evaporador de gran área proporciona un enfriamiento potente y uniforme, mientras que reduce eficazmente la formación de escarcha y el tiempo de descongelación.

Además, utiliza refrigerantes libres de CFC/HCFC, contribuyendo así a la protección del medio ambiente.



Sistema de control de seguridad

El sistema cuenta con alarmas para detectar altas y bajas temperaturas, cortes de energía, puertas atascadas y bajo voltaje de la batería de respaldo, así como una alarma de sobrecalentamiento con temperatura ajustable.

Ofrece tres métodos de alarma: zumbador, señal digital intermitente y alarma remota. También incluye funciones de protección como retardo de encendido y tiempo entre paradas.



Control de temperatura

Controlado por microprocesador, cuenta con una pantalla LED amplia que muestra claramente la temperatura interior, facilitando su lectura.

Permite ajustar la temperatura interior dentro de un rango de 2 °C a 8 °C y de -10 °C a -25 °C, con incrementos de 0.1.

Registra los valores más bajos y más altos de temperatura registrados.

Ámbito de Aplicación

Adecuado para hospitales, bancos de sangre, prevención de epidemias, áreas de cría de animales, empresas farmacéuticas e institutos de investigación.

Diseñado para almacenar productos farmacéuticos, medicamentos, vacunas, materiales biológicos, reactivos de prueba y materiales de laboratorio.



Dimensiones

REF: 516 × 498 × 730 mm;

CONGELADOR: 458×469× 356 mm



*Los modelos, parámetros y rendimiento especificados en este manual pueden cambiar debido a actualizaciones del producto sin previo aviso.

*Las imágenes del producto que se muestran en este manual pueden diferir del producto real. Cuando compre cualquier producto, verifique el producto real.

Datos técnicos

Modelo	KYCD-300
Capacidad	REF:200L - CONGELADOR:100L
Tipo de gabinete	Vertical
Clase climática	ST
Tipo de enfriamiento	REF: Refrigeración por aire forzado, CONGELADOR: Refrigeración directa
Modo de descongelación	REF: Automático, Congelador: Manual
Refrigerante ecológico	HC,R600a

Actuación

Rango de temperatura	REF: 2°C- 8°C CONGELADOR: -10°C - -25°C
Rendimiento de refrigeración	Rendimiento de refrigeración (°C)

Control

Control	Microprocesador
Monitor	LCD
Alarma	Audible

Material

Material externo	Recubrimiento en polvo de acero galvanizado (blanco)
Material interno	Revestimiento en polvo de acero galvanizado (blanco)

Datos eléctricos

Potencia (W)	340
Fuente de alimentación	110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional)

Dimensiones

Capacidad (litros)	REF:200L - CONGELADOR:100L
Peso neto/bruto (aprox.)	88,5/100 (kg)
Dimensiones interiores	REF: 516×498×730 mm; CONGELADOR: 458×469×356 mm
Dimensiones exteriores	600×609×1750 (mm)
Dimensiones del embalaje	1400×950×2020 (mm)

*Los modelos, parámetros y rendimiento especificados en este manual pueden cambiar debido a actualizaciones del producto sin previo aviso.

*Las imágenes del producto que se muestran en este manual pueden diferir del producto real. Cuando compre cualquier producto, verifique el producto real.

Funciones

Temperatura alta/baja	Si
Fallo del sensor	Si
Puerta entreabierta	Si
Bloqueo	Si
Luz LED interior	Si

Accesorios

Ruedas	Si
Agujero de prueba	Si
Orificio de equilibrio de presión	Si
Puerta de espuma	Opcional
Estante/Puerta interior	REF:3 CONGELADOR: 2

Powered by



Qingdao Carebios Biological Technology Co., Ltd.
Address: No.432-F Sanchang Road, Qingdao, China.
Web: www.carebios.com